

NEW

ESAFLUORURO DI ZOLFO  
PER IL TAMPONAMENTO  
INTRAOCULAREGOT SF<sub>6</sub> MULTI

ESAFLUORURO DI ZOLFO

## GAS OFTALMICO



↑ PIÙ GAS

↓ MENO INGOMBRO

	GOT SF <sub>6</sub> Multi	
	Bomboletta con gas	Set per l'iniezione
<b>Ingredienti</b>	100% esafluoruro di zolfo	plastica
<b>Purezza</b>	> 99%	
<b>Stato fisico</b>	gas	solido
<b>Quantità</b>	75 ml	1 set
<b>Confezionamento</b>	bomboletta in alluminio con sacca multistrato	blister
<b>Sterilizzazione terminale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ bomboletta sterile a ossido di etilene (in accordo a UNI EN ISO 11135-1)</li> <li>▶ gas non sterile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ossido di etilene (in accordo a UNI EN ISO 11135-1)</li> </ul>
<b>Temperatura di conservazione</b>		ambiente
<b>Scadenza</b>		24 mesi
<b>Indicazioni d'uso</b>	tamponamento intraoculare nella chirurgia vitreoretinica	iniezione intraoculare di gas oftalmico
<b>Tempo di tamponamento</b>	10-14 giorni	
<b>Concentrazione non espansiva</b>	20%	
<b>Volume di gas per una concentrazione non espansiva</b>	10 ml	
<b>Categoria</b>		dispositivo medico
<b>Classificazione GMDN</b>		P 45125
<b>Classificazione CND</b>		Q 02030101
<b>Registrazione repertorio SSN</b>		3621/R
<b>Classe del dispositivo</b>		IIb
<b>Marchio CE</b>		CE 0546

GOT Multi SF<sub>6</sub> è esafluoruro di zolfo puro, confezionato in bomboletta da 75 ml, per la sostituzione a lungo termine dell'umore vitreo estratto durante gli interventi di vitrectomia. Può essere usato fino a esaurimento del contenuto della bomboletta, oppure per uso singolo da chi preferisce i prodotti monouso. La speciale bomboletta da 75 ml con sacca multistrato sopporta variazioni di pressione e permette il trasporto aereo senza problemi né limitazioni.

La confezione include una siringa pre-assemblata con un filtro sterilizzante da 0.2 µm, un ago da 30G ed un connettore.

**Codice:** GOT 007-00

**Confezionamento:**

- ▶ 1 bomboletta da 75 ml di gas puro
- ▶ 1 gas injection set costituito da 1 siringa da 50 ml in polipropilene, 1 filtro da 0.2 µm, 1 connettore e 1 ago da 30G
- ▶ 1 bracciale con avvertenze per il paziente
- ▶ 12 etichette per la tracciabilità
- ▶ 1 foglietto illustrativo

**Codice a barre GS1-128 (EAN 128) con incluso codice a barre EAN 13:**

8021118000357

ALCHIMIA

Viale Austria, 14  
35020 Ponte S. Nicolò (PD)  
Italia

Tel. +39 049 8962074 / 64  
Fax +39 049 8962071

www.alchimiasrl.com  
info@alchimiasrl.com