

NEW

OTTAFLUOROPROPANO
PER IL TAMPONAMENTO
INTRAOCULARE

GOT C₃F₈ MULTI

OTTAFLUOROPROPANO

GAS OFTALMICO



↑ PIÙ GAS

↓ MENO INGOMBRO

GOT Multi C₃F₈ è ottafluoropropano puro, confezionato in bomboletta da 75 ml, per la sostituzione a lungo termine dell'umore vitreo estratto durante gli interventi di vitrectomia. Può essere usato fino a esaurimento del contenuto della bomboletta, oppure per uso singolo da chi preferisce i prodotti monouso. La speciale bomboletta da 75 ml con sacca multistrato sopporta variazioni di pressione e permette il trasporto aereo senza problemi né limitazioni.

La confezione include una siringa pre-assemblata con un filtro sterilizzante da 0.2 µm, un ago da 30G ed un connettore.

Codice: GOT 009-00

Confezionamento:

- ▶ 1 bomboletta da 75 ml di gas puro
- ▶ 1 gas injection set costituito da 1 siringa da 50 ml in polipropilene, 1 filtro da 0.2 µm, 1 connettore e 1 ago da 30G
- ▶ 1 bracciale con avvertenze per il paziente
- ▶ 12 etichette per la tracciabilità
- ▶ 1 foglietto illustrativo

Codice a barre GS1-128 (EAN 128) con incluso codice a barre EAN 13:

8021118000371

	GOT C ₃ F ₈ Multi	
	Bomboletta con gas	Set per l'iniezione
Ingredienti	100% ottafluoropropano	plastica
Purezza	> 99%	
Stato fisico	gas	solido
Quantità	75 ml	1 set
Confezionamento	bomboletta in alluminio con sacca multistrato	blister
Sterilizzazione terminale	<ul style="list-style-type: none"> ▶ bomboletta sterile a ossido di etilene (in accordo a UNI EN ISO 11135-1) ▶ gas non sterile 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ossido di etilene (in accordo a UNI EN ISO 11135-1)
Temperatura di conservazione		ambiente
Scadenza		24 mesi
Indicazioni d'uso	tamponamento intraoculare nella chirurgia vitreoretinica	iniezione intraoculare di gas oftalmico
Tempo di tamponamento	42 - 65 giorni	
Concentrazione non espansiva	12%	
Volume di gas per una concentrazione non espansiva	6 ml	
Categoria	dispositivo medico	
Classificazione GMDN	P 45125	
Classificazione CND	Q 02030101	
Registrazione repertorio SSN	3732/R	
Classe del dispositivo	IIb	
Marchio CE	CE 0546	

ALCHIMIA

Viale Austria, 14
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Italia

Tel. +39 049 8962074 / 64
Fax +39 049 8962071

www.alchimiasrl.com
info@alchimiasrl.com