

TRYPAN BLUE HD 0,18%  
IN SIRINGHE DA 0,7 ML

# BLUE 018 HD

TRYPAN BLUE AD ALTA DENSITÀ 0,18%

## COLORAZIONE DEI TESSUTI



BLUE 018 HD è trypan blue allo 0,18% con agente addensante, confezionato in siringhe da 0,7 ml, per la colorazione reversibile delle membrane retiniche. Garantisce una colorazione efficace e rapida dei tessuti, senza rischi per il paziente. L'agente addensante migliora il contatto del colorante con il tessuto, permettendo una visualizzazione perfetta delle membrane retiniche, e semplifica la chirurgia, rendendo superfluo lo scambio fluido/aria che si effettua prima dell'iniezione del colorante per non diluirlo.

BLUE 018 HD	
<b>Ingredienti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ trypan blue</li> <li>▶ agente addensante</li> <li>▶ cloruro di sodio</li> <li>▶ fosfato di sodio monobasico</li> <li>▶ fosfato di sodio bibasico</li> <li>▶ acqua per iniettabili</li> </ul>
<b>Concentrazione</b>	0,162 – 0,198% p/V
<b>Identificazione cloruri</b>	positiva
<b>Osmolarità</b>	240 – 300 mOsm/kg
<b>Attività idrogenionica (pH)</b>	7,00 – 7,40 unità pH
<b>Densità</b>	1,014 – 1,017 g/ml
<b>Endotossine batteriche</b>	< 0,5 EU/ml
<b>Stato fisico</b>	liquido
<b>Volume</b>	≥ 0,7 ml
<b>Confezionamento</b>	siringa
<b>Sterilizzazione</b>	sterilizzazione a vapore in accordo a UNI EN 556-1 e UNI EN ISO 17665-1
<b>Temperatura di conservazione</b>	+15°C / +32°C
<b>Scadenza</b>	36 mesi
<b>Indicazioni d'uso</b>	colorante tissutale reversibile per chirurgia oftalmica
<b>Categoria</b>	dispositivo medico
<b>Classificazione GMDN</b>	P 45180
<b>Classificazione CND</b>	Q 02030201
<b>Registrazione repertorio SSN</b>	700807/R
<b>Classe del dispositivo</b>	Ila
<b>Marchio CE</b>	CE 0546

**Codice:** RMB 002-00

**Confezionamento:**

- ▶ 6 siringhe preriempite di BLUE 018 HD da 0,7 ml
- ▶ 1 foglietto illustrativo
- ▶ 12 etichette per la tracciabilità

**Codice a barre GS1-128 (EAN 128) con incluso**

8021118001057

## ALCHIMIA

Viale Austria, 14  
35020 Ponte S. Nicolò (PD)  
Italia

Tel. +39 049 8962074 / 64  
Fax +39 049 8962071

www.alchimiasrl.com  
info@alchimiasrl.com