

6 SIRINGHE
PRERIEMPIE
DA 0,7 ML

view ILM

BLULIFE 0,03%

COLORAZIONE DEI TESSUTI



view ILM è un blulife ($C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$) allo 0,03% in soluzione fisiologica, confezionato in siringhe da 0,7 ml, per la colorazione reversibile della membrana limitante interna (ILM) da asportare nel corso della chirurgia vitreoretinica. Il prodotto garantisce una colorazione efficace e rapida del tessuto, senza rischi per il paziente. Contiene un agente addensante che migliora il contatto del colorante con il tessuto, permettendo una visualizzazione perfetta della membrana limitante interna. Inoltre, semplifica la chirurgia, rendendo superfluo lo scambio fluido/aria che si effettua prima dell'iniezione del colorante per non diluirlo.

view ILM	
Ingredienti	<ul style="list-style-type: none"> ▶ blulife ($C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$) ▶ agente addensante ▶ cloruro di sodio ▶ fosfato di sodio monobasico ▶ fosfato di sodio bibasico ▶ acqua per iniettabili
Concentrazione colorante	0,027 – 0,033 % p/V
Attività idrogenionica (pH)	7,00 – 7,40 unità di pH
Osmolalità	270 – 330 mOsm/kg
Endotossine batteriche	< 0,5 EU/ml
Stato fisico	liquido
Volume	≥ 0,7 ml
Confezionamento	siringa
Sterilizzazione	sterilizzazione a vapore in accordo a UNI EN 556-1 e UNI EN ISO 17665-1
Temperatura di conservazione	+15°C / +32°C
Scadenza	36 mesi
Indicazioni d'uso	colorazione reversibile della membrana limitante interna (ILM) durante la chirurgia oftalmica
Categoria	dispositivo medico
Classificazione GMDN	P 45180
Classificazione CND	Q 02030201
Registrazione repertorio SSN	1331840/R
Classe del dispositivo	Ila
Marchio CE	CE 0546

Codice: RMB 003-00

Confezionamento:

- ▶ 6 siringhe preriempite di *view ILM* da 0,7 ml
- ▶ 6 pistoni
- ▶ 1 foglietto illustrativo
- ▶ 12 etichette per la tracciabilità del prodotto

Codice a barre GS1-128 (EAN 128) con incluso codice a barre EAN13:

8021118001132

ALCHIMIA

Viale Austria, 14
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Italia

Tel. +39 049 8962074 / 64
Fax +39 049 8962071

www.alchimiasrl.com
info@alchimiasrl.com